


Кос-СИМ, виртуальный  
симулятор эстетической  
медицины

**virtumed**  
УЧИТЬ И ВДОХНОВЛЯТЬ



# Особенности симулятора Кос-СИМ

Симулятор предназначен для отработки в виртуальной реальности навыков, а также анализа и оценки степени практического мастерства по инъекционным косметологическим процедурам.

Движения инструментов отслеживаются компьютером и воспроизводятся на экране монитора в реальном времени.




**virtumed**  
УЧИТЬ И ВДОХНОВЛЯТЬ

# Функциональные ВОЗМОЖНОСТИ



- Результаты выполнения процедур оцениваются по определенным параметрам (время выполнения, корректность места прокола, точность попадания препарата в анатомическую точку);
- В ходе упражнения может включаться «инструкторский режим» с визуальными подсказками;
- В режиме экзамена весь процесс проведения процедуры записывается и сохраняется, включая захват видео с камеры;
- Имеется возможность перематывать и воспроизводить запись процедуры в замедленном или ускоренном режиме;
- Количественная оценка результата.





# Параметры оценки

- Соответствие инъекционным техникам;
- Соблюдение технологии ввода иглы для конкретной операции (угол, длина);
- Введение препарата в нужные анатомические точки;
- Объём введенного препарата;
- Попадание иглы в опасные области;
- Анализ затраченного времени.



**virtumed**  
УЧИТЬ И ВДОХНОВЛЯТЬ

Более подробная информация на сайте  
[virtumed.ru](http://virtumed.ru)

